

医療洗浄器のバイオニア。真の「衛生洗浄」を追求し、健康でイキイキとした人生に貢献します。

Diamond Electric
ダイヤモンド電気

TEL 03-5331-3351

お問い合わせ FAX 03-5331-3350 / メール : info@debe.jp
受付時間 平日 AM9:00~PM5:00
住所 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 4-32-6 グレイス・ハウス 3F

ホームページを
プリントする

[トップページ](#)

[製品情報](#)

[ダイヤモンド電気について](#)

[ご購入について](#)

[お問い合わせ](#)

[カタログ請求](#)

耐薬品強化モデル
ビデ・エネマII
予約受付中!!

[詳細はこちら >](#)

医療洗浄

産婦人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、救急外来、
介護施設などでの医療洗浄として



電気保温洗浄器
ビデ・エネマの
主な用途

産婦人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、救急外来、
介護施設などで消毒治療に使用されています。

*EG-100型(新鋭工業株式会社)対応



このページを
プリントする

医療洗浄

産婦人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、
救急外来などの医療用洗浄として

介護洗浄

床ずれ治療、オムツ交換時の洗浄、
オンベッドの洗髪など老人介護施設で
衛生洗浄として

在宅ケア洗浄

アトピー、花粉症、ストーマケア
などの在宅医療用洗浄として

温水コロン洗浄

温水エネマ・大腸洗浄により、便秘、
宿便の老廃物を取り除き、善玉菌が
増えやすい腸内環境を整える
健康洗浄として

ペットケア洗浄

♡ペット・ケアの様々なご用途にも
ご使用になれます!

特別キャンペーン
実施中!

旧型製品とのお買い換えキャンペーン
としまして、特別価格にてご提供
させていただきます。

旧型キャンペーン対象製品の見分け方

[詳細はこちら >](#)

Diamond Electric
ダイヤモンド電気

TEL
03-5331-3351

[> 製品情報](#)
[> ダイヤモンド電気について](#)
[> 新製品](#)

[> ご利用・ご購入の相談](#)
[> お問い合わせ](#)
[> カタログ請求](#)
[> 特別キャンペーン](#)

[> 医療洗浄](#)
[> 介護洗浄](#)
[> 在宅医療洗浄](#)
[> コロン洗浄](#)
[> ペットケア洗浄](#)

2013 Diamond Electric All Rights Reserved.

ダイヤモンド電気

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 4-32-6 グレイス・ハウス 3F
(営業時間：平日 AM9:00~PM5:00)

お
問
合
せ

TEL 03-5331-3351
メール info@debe.jp
FAX 03-5331-3350